

SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE STELLANT D

O Sistema de Injeção para meios de contraste MEDRAD® Stellant D é a escolha inteligente para um desempenho confiável em exames de contraste por tomografia computadorizada críticos, onde a precisão é vital e os gráficos em tempo real são indispensáveis.

Seringa Dual com maior precisão e confiabilidade




- Projetado para protocolos complexos de arteriografia e tomografia cardíaca
- computadorizada;
- Cria um bolus de contraste estável para melhor visualização;
- Possibilita a infusão de contraste com precisão;
- Reduz o surgimento de artefatos - ou ondas de radiofrequência - em procedimentos de tomografia computadorizada do coração;
- Possibilita a injeção combinada de solução salina e contraste para maior uniformidade do lado direito e esquerdo do coração - opção DualFlow;
- Exibição de pressão de injeção em formato gráfico em tempo real.



Solicite seu orçamento

 (31) 2551 - 8489


 (31) 9 8433 - 9821

 vendas@jvdbiomedica.com.br



SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE

STELLANT D



A Stellant D aumenta a velocidade de transferência com segurança


A interface intuitiva da Stellant D foi projetada para reduzir o tempo de configuração e injeção:

- Projetado para infusão de grandes volumes;
- Seringa com sistema de fácil remoção ☒ ("snap-on") e encaixe ("twist-off");
- Avanço e retração automáticos do pistão durante a fixação e remoção das seringas;
- Enchimento e bombeamento automático com o pressionamento de apenas uma tecla;
- Armazena e recupera até 32 protocolos diferentes;
- Programa multifase (recursos de pausa e interrupção patenteados);
- Teste de injeção de solução salina integrado;
- Limite de pressão programável.



Solicite seu orçamento

 (31) 2551 - 8489

 (31) 9 8433 - 9821

 vendas@jvdbiomedica.com.br

